

Компания "ПРОФИ"

Оборудование для приготовления, контроля, эксплуатации СОЖ, моющих и разделительных водорастворимых составов

620103, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 18

Тел. (343) 268-18-03, Факс 89012203986 E-mail: profi-ekb@mail.ru

Тестовые полоски

Тестовые полоски для определения pH (от 7.5 до 9.5)

Погрузить тестовую полоску в эмульсию, ждать несколько секунд. Затем приложить "цветную часть" к сравнительной таблице на упаковке и считать значение.

Номер продукта 0292050
упаковка 100 полосок



Тестовые полоски для определения содержания нитритов (от 1 до 80 мг / л)

Тестовую полоску погружают в эмульсию и примерно через 30 секунд прикладывают "цветную часть" к сравнительной таблице на упаковке и считывают значение.

Если возникает красноватое окрашивание, имеются в наличии ионы нитрата.

Номер продукта 0292051
упаковка 100 полосок



Компания "ПРОФИ"

Оборудование для приготовления, контроля, эксплуатации СОЖ, моющих и разделительных водорастворимых составов

620103, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 18

Тел. (343) 268-18-03, Факс 89012203986 E-mail: profi-ekb@mail.ru

Тестовые полоски для определения содержания нитратов (от 0 до 500 мг / л)

Тестовую полоску погружают в эмульсию и примерно через 30 секунд прикладывают "цветную часть" к сравнительной таблице на упаковке и считывают значение.

Номер продукта 0292052

Упаковка 100 полосок



Тестовые полоски для определения жесткости воды (от 0 до 20 ° dH)

Тестовую полоску погружают в эмульсию и примерно через 30 секунд прикладывают "цветную часть" к сравнительной таблице на упаковке и считывают значение.

Номер продукта 0292053

упаковка 100 полосок

